

DE HIGIENE Y DE DESINCRUSTACION sistemas de hemodiálisis

Peresal®

Eficaz contra bacterias (incluyendo TB), hongos, esporas y virus

Con el fin de proteger a los pacientes y el personal de las infecciones desinfección de equipos de hemodiálisis debido al contacto con la sangre del paciente es esencial.

- sin peligro
- económicamente

No hay riesgos para los pacientes con gérmenes dilación.



Peresal®

Eficaz contra bacterias (incluyendo TB), hongos, esporas y virus

nuestro desempeño	su beneficio
Eficaz contra bacterias (incluyendo TB), hongos y esporas, acc virucida. ES 14476	Máxima seguridad para los pacientes
producto ácido	Evitado con el uso regular Carbonatrückstände en todo el circuito de diálisis
baja conductividad	No falsificar una disposición de diálisis
receta coordinada	Muy buena compatibilidad de los materiales
residuo para enjuagar	No hay riesgos para los pacientes a través de la dilución
concentrarse	Alta eficiencia, menos residuos de envases y menos recursos

EFICACIA	CONCENTRACIÓN	EXPOSICIÓN
	%	minuto
Las bacterias, los hongos en prueba de suspensión	3	5
Esporas eficacia en la prueba de suspensión a 37 ° C	3	5
virucida *	3	5

* Joya. ES 14476

SAFE.
EFICAZ.
Virucida.



Desinfección y descalcificación de los equipos de hemodiálisis

APLICACIONES

Para la desinfección y descalcificación de HämodialyseAnlagen extracorpórea a temperatura de funcionamiento. Peresal® se aplica en una concentración de 3% y con un tiempo de exposición de 5 minutos. Al aplicar las instrucciones del fabricante del dispositivo debe ser respetado. La solución tiene que ser enjuagado sin dejar residuos.

reacción de detección: El potasio papel de yoduro de almidón se humedece aproximadamente 5 segundos con el agua de enjuague efluente. Cuando se produce amarilleamiento del papel, el sistema se purgó suficientemente. Nota: No mezclar con otros productos de limpieza o desinfectante. Desarrollado con cloro activo o cloro subproductos de gas cloro.

COMPOSICIÓN En 100 g están incluidos como el ingrediente activo: 4 g de ácido peracético, 26 g de peróxido de hidrógeno

OPINIÓN microbiológicamente, virológico, examinó punto de vista toxicológico y ecológico. La compatibilidad del material ensayos extensivos. A petición, podemos ofrecer nuestra experiencia disponible.

PEDIDO

producto	embalaje unidad	número de artículo
Peresal	1 x 6 L	30 440 10

Para uso profesional.

ECOLAB Healthcare Europe

Richtstrasse 7 8304
Wallisellen Suiza

+41 (0) 44-877-2000
www.ecolab.eu

OFICINA REGIONAL

Ecolab Ecolab GmbH
Alemania-Allee 1 40789 Monheim
am Rhein

+49 (0) 2173-599-1900
www.ecolabhealthcare.de

